


Van zit naar zit met behulp van een draaischijf




Cliënten die moeite hebben om hun voeten te verplaatsen, maar wel sterk zijn in hun romp en armen en een goede coordinatie hebben kunnen hiermee geholpen zijn. De draaischijf helpt om de voeten in de goede richting te krijgen. Meer niet.

Verwijder een zij- en de beensteunen van de rolstoel aan de bedzijde en zet het bed liefst iets hoger dan de rolstoel: dan beweegt de cliënt met de zwaartekracht mee. Leg de draaischijf op de juiste plek neer: niet te ver naar voren (want dan kan de cliënt niet meer gaan staan) en niet te ver naar achteren (want dan kan je de draai niet meer maken).



De cliënt steunt op het matras en drukt zich op richting rolstoel.



Als de cliënt weer goed achterin de rolstoel zit, verwijder je de draaischijf.



- Zorg dat je goed getraind bent, gebruik een goed handboek, bekijk de filmpjes op www.goedgebruik.nl en oefen!
- Volg altijd de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel en hou die bij de hand.
- Leg afspraken vast op een transferprotocol en werk met goed onderhouden hulpmiddelen.