


Aanleggen van een sling voor een passieve tillift in zit



Controleer de maat van de sling: dit luistert zeer nauw en is van groot belang voor de veiligheid.



Ga in een lichte spreid- of combinatiestand staan.



Vraag de cliënt met zijn handen op zijn knieën te steunen en licht naar voren te buigen. Geef zekerheid door met je vrije arm voorlangs zacht druk te geven. Oefen hierbij geen kracht uit! Met je andere, vlakke hand duw je de sling rustig en diep naar beneden achter de rug van de cliënt. Controleer of de sling goed verdeeld is.



Als de cliënt een voldoende rompbalans heeft, kan je ook achter de stoel gaan staan.



Kniel voor de cliënt op een knie. Blijf dicht bij de cliënt en steun af, dat is lichter voor jezelf. Met je rechter hand trek je rustig de punt van de sling waar de clip aan zit, eerst de hoek van de rolstoel in en dan naar voren langs de benen en deels onder de billen van de cliënt. Ruk niet! Met je linker volle hand leid je de sling goed de hoek in. Herhaal dit aan de andere zijde.



Breng dan de lift rustig dichterbij. Pas voor de haken van het tiljuk van de lift en de benen van de cliënt. Loop liefst steeds om de lift heen om de clips aan te haken. Haak eerst de verste, bovenste clip aan en dan de bovenste clip dicht bij je. Controleer of ze goed vastzitten. Sijor niet en laat daarom zonodig de lift een beetje zakken. Loop dan om, kantel het juk zonodig een beetje of laat de lift verder zakken. Sijor niet en haak clip 3 aan. Loop weer terug en haak de laatste clip vast. Controleer tenslotte altijd of ze goed vastzitten en of de sling goed zit! Met een tweepunts-ophangjuk kan je met de lussen van sling een houding goed aanpassen, maar controleer ook hier of alles goed zit voordat je echt gaat tillen.

- Zorg dat je goed getraind bent, gebruik een goed handboek, bekijk de filmpjes op www.goedgebruik.nl en oefen!
- Volg altijd de gebruiksaanwijzing van een hulpmiddel en hou die bij de hand.
- Leg afspraken vast op een transferprotocol en werk met goed onderhouden hulpmiddelen.



Disclaimer: Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de schrijvers, noch de uitgever, stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave. Oriëntatie op de informatie in deze uitgave zal altijd de officiële gebruiksaanwijzing van hulpmiddelen gevolgd moeten worden en zodoende voorrang moeten krijgen boven de informatie in deze uitgave.