



Van lig naar lig met glijzeil (duwend)




1

Zorg voor een dubbel glijzeil (of tunnel) waar de cliënt van top tot teen op komt te liggen.

⚠ LET OP Rijd de brancard zijdelings tegen het bed aan en voer de veiligheidsmaatregelen uit (zie 4.1.).

Leg de cliënt alles uit en geef aan hoe hij mee kan werken. Zet het bed op werkhogte, het bedhek aan de verre kant omhoog. Breng het glijzeil aan (zie 1.1.1., 1.1.3. of 1.1.5): niet te ver onder de cliënt om straks nog de transfer te kunnen maken. Zorg wel dat het goed onder heupen en schouders komt.



2

Controleer de remmen! Vraag de cliënt zijn hoofd vast in de juiste richting te leggen en zich eventueel 'klein' te maken zodat het makkelijker gaat (gekruste armen en benen). Een kussentje helpt voor het hoofd van de cliënt. In schredestand duw je met grotendeels gestrekte armen. Maak gebruik van je lichaamsgewicht: daar moet de kracht vandaan komen. Duw de cliënt rustig naar de andere zijde. Geef afwisselend druk op de heupen, de schouders en de benen. Duw met volle handen ('prik' niet) en zorg dat de cliënt niet in een kronkel komt te liggen. Houd oogcontact.



3

Leg het zeil goed op het bed/brancard (niet afhankelijk). Haal bed of brancard weg, en zet zo snel mogelijk de bed- en/of brancardhekken omhoog.

Verwijder daarna pas het glijzeil (zie 1.1.2. of 1.1.4.) en controleer of de cliënt weer prettig ligt.