



Verschon en toiletgang met stalift of met een passieve tillift (en Flexjuk)

1

Het verwisselen van incontinentiemateriaal kan vaak in de stalift. Dan is een inco met een buikband meestal het meest praktisch. Die sluiten in principe aan de voorzijde, maar het kan handiger zijn ze achterstevoren te gebruiken. Voor de absorptiecapaciteit maakt dat niet uit.



2

Soms kan het verschonen ook in een passieve tillift in combinatie met een speciaal juk (Flexjuk) en een speciale bijbehorende tilband. Ook hier is een inco met buikband het handigste.

3

Bij het Flexjuk gaat de tilband binnendoor langs de benen. De beenslips gaan dus van binnen naar buiten en worden dan aan speciale ophangpunten bevestigd. Daardoor is er meer ruimte bij het onderlichaam van de cliënt om de broek uit en aan te doen, op hoogte te verschonen en is toiletgang soms mogelijk.

Controleer altijd na afloop of de inco nergens dubbel zit en goed aansluit in de liezen. Vraag dat ook aan de cliënt.

 **TIP** Voor je het weet sta je voorovergebogen te werken. Probeer daarom eens een vrijdbaar krukje.