




Van lig naar zit met speciaal stoeldraaibed



Het stoeldraaibed heeft behalve de gewone instelmogelijkheden ook de optie om zich om te vormen tot een stoel. Het is een vrij complex bed met veel extra mogelijkheden. Het is geschikt voor een kleine groep cliënten: zij die veel in bed moeten verblijven, maar voor wie het ook prettig is om af en toe echt te zitten. De cliënt heeft dan niet meer het gevoel in bed te liggen, maar een beetje 'uit bed' te zijn. Ook kan het bed de ademhaling en het algehele welbevinden bevorderen.

Het bed heeft iets meer ruimte nodig. Ga dus eerst na of je die ruimte wel hebt.



Het gebruik van dit bed scheelt dus een transferhandeling van bed naar stoel. Deze bedden zijn soms zeer kostbaar en dan vooral in gebruik op speciale afdelingen zoals de intensive care. Er zijn ook eenvoudiger versies op de markt die thuis gebruikt kunnen worden.



Bedenk wel dat écht uit bed komen meer beweging en oefening biedt dan dit stoeldraaibed doet. Een gewoon bed zal dus voor de cliënt uiteindelijk beter zijn.

Voor psychogeriatrische cliënten is dit bed zelden geschikt, door de complexiteit van de bediening en het soms niet begrijpen wat het bed doet en kan.

LET OP Bij een deel van deze bedden kun je niet tot stand komen of een tillift inzetten omdat het voetdeel een beetje uitsteekt.

LET OP Bij zeer zware cliënten (> 150 kg) is dit soms een goede manier om tot zit te komen. Er zijn speciale bedden voor deze doelgroep (zie goedgebruik.nl)